
Heidelbeersirup

reicht für 1 Flasche á 500ml

1 Tasse Heidelbeeren
1 Tasse Wasser
1 Tasse Zucker
Zitronensaft nach Bedarf



Für meinen Sirup habe ich eine kleine Kaffeetasse mit ca. 150ml Fassungsvermögen gewählt und dazu den Saft einer halben Zitrone. Die Menge reicht für eine Flasche mit ca. 500ml Fassungsvermögen.

Alle Zutaten zusammen in einem Topf vermischen und aufkochen. Sobald die Mischung kocht, regelmäßig rühren und 10 Minuten weiter kochen.

In der Zwischenzeit schonmal die Behälter vorbereiten und alles zum Filtern aufbauen. Ich habe in die Flaschen jeweils einen Teefilter gesteckt. Dort hinein kam ein Trichter und oben auf den Trichter ein Sieb. So konnte ich alles in einem Aufwasch direkt in die Flaschen füllen. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass der Teefilter nicht überläuft.

Auch hier sollten die Flaschen vorher einmal in kochendem Wasser gebadet haben. Nach dem Befüllen für 5 Minuten auf den Kopf stellen und danach richtig herum auskühlen lassen.